



センサースイッチ
手をかざすだけで、自動的にスイッチがON・OFFできるのでとてもスピーディーで衛生的です。



フードは360°回転

360°



治療に合わせて選べる2つのタイプ。自由なポジショニングが可能です。

サクション (口腔外吸引器)

フリーアーム・セントラル専用。

スーパーバイオフィルタ21付き。

ユニット台数の多い診療室向き。

ユニット台数の多い診療室向き。

診療室の床や壁に直接設置できるコンパクトなセパレートタイプ。

医療用具承認番号:
21000BZZ00560000号
(FAC-21/FAC-21Wの4機種)
製品コード: A035(50Hz)/04560200855016
A036(60Hz)/04560200855023

製品コード: A048(50Hz)/04560200855016
A049(60Hz)/04560200855023

製品コード: A037(50Hz)/04560200855030
A038(60Hz)/04560200855047

製品コード: A096(50Hz)/04560200855030
A097(60Hz)/04560200855047

医療用具承認番号:
20600BZZ01074000号
製品コード: A120/04560200855085



TCV-FAC-21S
●電源:3相200V
●電流:3.3/3.1A (50/60Hz)
●出力:0.75kW
●使用口数:1~3ヶ所
●寸法:W630×D547×H855

TCV-FAC-21S
●電源:3相200V
●電流:3.3/3.1A (50/60Hz)
●出力:0.75kW
●使用口数:1~3ヶ所
●寸法:W630×D547×H1088

TCV-FAC-21W
●電源:3相200V
●電流:6.6/6.2A (50/60Hz)
●出力:0.75kW×2=1.50kW
●使用口数:1~6ヶ所
●寸法:W630×D547×H1292

TCV-FAC-21W
●電源:3相200V
●電流:6.6/6.2A (50/60Hz)
●出力:0.75kW×2=1.50kW
●使用口数:1~6ヶ所
●寸法:W630×D547×H1525

TCV-FAC2
●電源:単相100V
●電流:(50/60Hz) 12.0A
●出力:1.05kW
●使用口数:1ヶ所
●寸法:W210×D660×H387

口腔外用サクション・診療用サクションの一体型サクション。
スペースは1/2、機能は×2

医療用具承認番号:
21400BZZ00357000号
製品コード: A129(50Hz)/04560200855092
A130(60Hz)/04560200855108



操作室内蔵
分離器内蔵
バックアップサクション内蔵
スーパーバイオフィルタ
デュアルサクション
●電源:3相200V 単相100V
●電流:7.0A 10.0A (50/60Hz)
●出力:1.75kW 0.80kW
●使用口数:診療1~4ヶ所、口腔外1~2ヶ所
バックアップ1~4ヶ所
●寸法:W570×D621×H1121

アタッチメント

HEPA規格のバイオフィルタを使用。
0.3μmの微細粉塵も99.97%捕集しますから
排気もきわめてクリーンになります。

フリーアーム・フォルテ-M、フォルテ-F用



**フォルテ用
スーパーバイオフィルタ21**
●寸法:W536×D545×H242
製品コード: B028/04560200856129



**シャッター フォルテ (F型) /
床置き用**
●電源:単相100V
●電流:0.18A (50/60Hz)
●寸法:W129×D246×H157
製品コード: A116/04560200856075

クリーニング

フリーアーム専用開発された除菌液「パワーミスト2」、ドライバー、スプレー式除菌液です。除菌液「パワーミスト2」、ドライバー、スポンジブラシの3点セット。



パワーミスト2
●容量:220mL
製品コード: B087/04560200857300

フォルテ掃除用キット
製品コード: B380/04560200857447



DIN EN ISO 9001:2000
ISO 13485:2003

●お問い合わせは

歯科用セントラルサクションシステムの専門メーカー

株式会社 東京技研

Home Page <http://www.tokyogiken.com>
E-mail TG@tokyogiken.com

本社 〒158-0087 東京都世田谷区玉堤1-25-13
TEL (03)3703-5581 (代) FAX (03)3705-1760
仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央4-28-2
TEL (022)371-9651 (代) FAX (022)371-9653
名古屋営業所 〒465-0005 名古屋市名東区香流1-822
TEL (052)776-3355 (代) FAX (052)776-3356
大阪営業所 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-8-1
TEL (06)6368-8877 (代) FAX (06)6368-8876
福岡営業所 〒812-0042 福岡市博多区豊1-8-21
TEL (092)411-0377 (代) FAX (092)411-0376
横浜工場 〒224-0023 横浜市都筑区東山田4-42-37
TEL (045)591-4441 (代) FAX (045)591-4445

歯科用
For dentist

口腔外に漏れる有害な
浮遊粉塵をすばやくキャッチ

フリーアームフォルテ

スタッフと患者さんの健康を考えた
口腔外サクション「フリーアーム」に、
新シリーズ「フォルテ」登場!

f
Free arm
forte
NEW



歯科用セントラルサクションシステムの専門メーカー

株式会社 東京技研

フリーアーム フォルテ forte

優れた集塵効果で、汚染源になっている
治療時の粉塵や飛沫を発生源から捕集。
診療室をクリーンで快適な環境に保ちます。

リングカラーは選べる6色

診療室のインテリアに合わせて、お好みのカラーがお選びいただけます。



チェアサイドのセントラル方式



製品コード：A112/04560200856044

フリーアーム フォルテ-F
製品コード：A110/04560200856020
フリーアーム フォルテ-I
製品コード：A111/04560200856037

設置工事不要の ブロー内蔵型



製品コード：A115/04560200855078

場所をとらない天井設置型



製品コード：A114/04560200856068

製品コード：A113/04560200858051

セントラル方式天井設置型 固定式
フリーアーム・フォルテ-TF

セントラル方式天井設置型 スライド式
フリーアーム・フォルテ-TM

医療用具承認番号：20600BZZ00120000号
(フリーアームフォルテ-T)

医療用具承認番号：20600BZZ00120000号
(フリーアームフォルテ-T)

着脱が可能な グリップ

アーム操作に便利で
持ちやすいグリップが
付きました。
着脱が簡単なので
手軽に消毒できます。



グリップを反時計回りに
回転させると取り外すことが
できます。

フリーアーム「フォルテ」の特徴

- **ホースのないシンプルフォルム**：エアの流れが一段とスムーズに。凹凸が少ないので手入れも簡単です。
- **スイッチが無接触**：ノンタッチのセンサースイッチの使用によりボタンに触れずに作動できます。
- **さらに滑らかな可動性**：ジョイント部が一箇所増えて、アームの動きがさらに滑らかになりました。
- **耐薬品性の向上**：切削粉塵とともに吸引されるさまざまな薬品による変質や腐食に対する耐久力もアップ。

ご存知ですか？ 粉塵は知らないうちに 体内に入り込みます。

治療中の切削粉塵は、目に見えないほど微細なものであるだけに、知らず知らずのうちに、肺に取り込まれています。これらの粉塵は、その大きさによって付着する部位が異なりますが、次第に肺に沈着し、人体に悪い影響を及ぼします。健康的でクリーンな診療環境を保つためにも、「フリーアーム・フォルテ」のご使用をお勧めいたします。

口腔【7.0~11 μ m】
咽頭【4.7~7.0 μ m】
気管【3.3~4.7 μ m】
気管支【1.1~3.3 μ m】
肺胞【<1.1 μ m】

