



it\*sNew

# MAX series

## Concept MAX

さらに進化。

静

騒音 約5dBカット

風

吸引力 約10%up

省

設置面積 約25%節約



### TCS-MAX

静音、风量アップ、省スペースをコンセプトに開発しました。

### TCS-1.5MAX

TCS-MAX の性能を継承した高圧吸引タイプ。TCV-1.5H の進化版。



#### スーパーバイオフィルタ装着時

HEPA 規格の特殊バイオフィルタ。  
0.3 $\mu$ m までの粉塵を 99.97% 捕集します。  
圧力損失を最小限に抑えたフィルタは  
サクシヨンの吸引性能を低下させません。



# MAX series

切削時に注水された水分の吸引や、ドクターの治療部位の視野確保・健康保持のため、サクシオンは無くしてはならないものとなりました。診療用サクシオン「MAX」シリーズは、Concept MAX=静・風・省をコンセプトに開発されたサクシオンですので、今まで以上に患者様や先生方に快適な診療環境をご提供させていただくと共に、歯科医院様ごとの機械室の環境に合わせた設置が可能です。現在、歯科医院様の治療環境については、大きな社会問題となって患者様から注目を集めているのが現状です。東京技研では排気にも考慮し、HEPA規格の特殊バイオフィルタを使用。診療室や機械室の環境にも考慮しております。ドクター・スタッフ・患者様のおきパートナーとして「安心システム」「信頼性の高い品質」「快適な診療」を、ご提供させていただきます。

## ■ Specification List ■ 仕様一覧

	TCS-MAX	TCS-1.5MAX
電源	3相200V	3相200V
電流 (50Hz)	3.4A	6.1A
電流 (60Hz)	3.2A	6.0A
出力	0.75kW	1.50kW
風量・風圧	0.7m <sup>3</sup> /minの時15.68kPa	0.6m <sup>3</sup> /minの時17.64kPa
使用口数	1～6	1～6
寸法 (50Hz/60Hz)	W320×D371×H582/574.5	W320×D428×H600/592
最低設置寸法	W460×D420×H630	W460×D470×H650
重量	約38kg	約46kg
騒音	約69dB	約71dB
ベルト (50Hz/60Hz)	4PK-850 (三星ベルト)	4PK-850 (三星ベルト)
医療用具承認番号	20300BZZ00793000号	20300BZZ01347000号
製品コード (50Hz)	A125	A127
製品コード (60Hz)	A126	A128

\*上記は20℃の場合の測定値です。 \*仕様は予告なく変更する場合がございます。 \*寸法の単位はmmです。 \*電源にはモータブレーカをお使いください。

## ■ Characteristic ■ 特徴

- ・ 新型ベルトの採用で耐久性アップ!
- ・ 新構造ケーシングの採用で運転時の騒音が静かになりました。
- ・ 新設計羽根車により性能アップ!
- ・ 縦型構造により省スペースでの設置が可能になりました。
- ・ 機械室にあわせて横置きでの設置も可能です。

お問い合わせ

 株式会社 東京技研

URL : <http://www.tokyogiken.com>  
mail : [TG@tokyogiken.com](mailto:TG@tokyogiken.com)

【東京本社】 〒158-0087 東京都 世田谷区 玉堤 1-25-13 tel. 03-3703-5581 fax. 03-3705-1760  
【仙台営業所】 〒981-3133 仙台市 泉区 泉中央 4-28-2 tel. 022-371-9651 fax. 022-371-9653  
【名古屋営業所】 〒465-0005 名古屋市 名東区 香流 1-822 tel. 052-776-3355 fax. 052-776-3356  
【大阪営業所】 〒564-0062 大阪府 吹田市 垂水町 3-8-1 tel. 06-6368-8877 fax. 06-6368-8876  
【福岡営業所】 〒812-0066 福岡市 東区 二又瀬 21-18 tel. 092-612-1191 fax. 092-612-1193

16100206Y

■ 性能向上の為、製品の仕様、価格等は予告なく変更する場合がございます。 ■ 印刷の都合上、掲載写真と実物が異なる場合があります。 ■ 適用機種以外や指定方法以外の取り付け、ご使用方法などによるクレームには応じかねます。 ■ 本掲載商品は国内使用を前提に製造しております。日本国外にて発生したクレームは一切受けいたしません。