

備えあれば、安心診療。



緊急時対応用サクション

## TCS-バックアップ

万一のトラブルに備えるために、メインサクションと分離器の間にTCS-バックアップを設置するだけ。突然のサクション故障時にも患者さんを待たせることなく、診療が続けられる安心のシステムです。何よりも患者様を優先に考えたシステムです。

もし…  
その前に



株式会社 東京技研



URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: [TG@tokyogiken.com](mailto:TG@tokyogiken.com)

# カンタン設置で大きな安心。 何よりも患者さんを 優先に考えたシステムです。

## TCS-バックアップ

- Specifications
- 仕様一覧

### TG Suction Backup System <機械室内>



- ・ 緊急時にわかりやすい赤のライン。
- ・ 場所をとらないコンパクトデザイン。
- ・ 認識性の高いスイッチパネル。

※TCS-バックアップは緊急用の製品ため長時間の使用に耐えるよう設計をされておりません。お早めに東京技研にご連絡をいただき、メインサククションの修理手配をいただけますようお願いいたします。

医療用具承認番号: 21600BZZ00489000 製品コード(50/60Hz): A143

機種	電源	電流(50/60Hz)	出力	風量・風圧	仕様口数
	寸法 W×D×H ( )内は最低設置寸法			重量	騒音
TCS-バックアップ	単相100V	10.0A	0.75kW	0.5m <sup>3</sup> /minの時 14.30kPa	1~4ヶ所
	220(300)×332(500)×236(300)			約9kg	約85dB
					ベルト(50/60Hz)
					モータ直結型

\* 上記は20℃の場合の測定値です。 \* 仕様は予告なく変更する場合がございます。 \* 寸法の単位はmmです。

### 株式会社 東京技研

URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: [TG@tokyogiken.com](mailto:TG@tokyogiken.com)

お問い合わせ

【東京本社】〒158-0087 東京都世田谷区玉堤1-25-13 tel. 03-3703-5581 fax. 03-3705-1760  
 【仙台営業所】〒981-3133 仙台市泉区泉中央4-28-2 tel. 022-371-9651 fax. 022-371-9653  
 【名古屋営業所】〒465-0005 名古屋市中区東区香流1-8-22 tel. 052-776-3355 fax. 052-776-3356  
 【大阪営業所】〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-8-1 tel. 06-6368-8877 fax. 06-6368-8876  
 【福岡営業所】〒812-0042 福岡市博多区豊1-8-21 tel. 092-411-0377 fax. 092-411-0376  
 【横浜工場】ISO 9001登録工場 〒224-0023 横浜市都筑区東山田4-42-37 tel. 045-591-4441 fax. 045-591-4445

■ 性能向上の為、製品の仕様、価格等は予告なく変更する場合がございます。 ■ 印刷の都合上、掲載写真と実物が異なる場合があります。 ■ 適応機種以外や指定方法以外の取り付け、ご使用方法などによるクレームには応じかねます。 ■ 本掲載商品は国内使用を前提に製造しております。日本国外にて発生したクレームは一切お受けいたしません。



TCS-BACKUP