

技工用  
For dental  
technicians

# ろうとる

ワックスによるシンク内の汚れや配管のつまりを解消!



●フィルター2枚入り

サイズ: W320×D246×H257mm



義歯作成時にフラスコ内に残ったワックスを熱湯で流す際に、「ろうとる」のワックス回収フィルターがシンクに流れ出るワックスを吸着し、配管内への流入を防ぎます。

フィルター1枚でワックスを約300g(20~30床)まで回収できます。

#### 使用方法

「ろうとる」を流し台に置き、上蓋内にフラスコを入れ、熱湯で残ったワックスを洗い流してください。

なお、上蓋のみを取り外して、フラスコごと持ち運ぶこともできます。

#### ご注意

フィルターの約半分がワックス色になりましたらお取り換えください。交換用の別売フィルター(5枚1組)がございませう。



フィルター

お問い合わせは

歯科用セントラル・バキューム・システムの専門メーカー  
**株式会社 東京技研**

本社 〒158 東京都世田谷区玉堤1-25-13  
電話(03)3703-5581(代) FAX(03)3705-1760  
仙台営業所 〒981-31 仙台市泉区泉中央4-28-2  
電話(022)371-9651(代) FAX(022)371-9653  
大阪営業所 〒564 大阪府吹田市垂水町3-8-1 プラスパー江坂  
電話(06)368-8877(代) FAX(06)368-8876  
福岡営業所 〒812 福岡市東区二又瀬2-1-18  
電話(092)612-1191(代) FAX(092)612-1193