

MAX series



TCS-2.2MAX

医療機器認証番号: 220AHBZX00014000号
(歯科用吸引器 TCS-2.2MAX)
A101 (50Hz) / 04560200850691
A102 (60Hz) / 04560200850707
A103 (50Hz) / 04560200850714 (SBF付き)
A104 (60Hz) / 04560200850721 (SBF付き)

NEW!

静

新設計ケーシングの採用で
静音化が実現

風

風量アップにより1台の設置で
より複数のユニットをカバー

省

機械室にあわせて横置きが
可能な省スペース設計

強

新構造多段ターボプロアの
採用で吸引力がさらに強く

MAX series

静 風 省 強

診療用サクシオン「MAX」シリーズは、静・風・省・強をコンセプトに開発されたサクシオンです。優れた耐久性を持ち、強力な吸引力で治療をサポートします。



スーパーバイオフィルタ装着時

HEPA規格の特殊バイオフィルタ。
0.3μmまでの粉塵を99.97%捕集します。
圧力損失を抑えたフィルタはサクシオンの
吸引性能を低下させません。
MAXシリーズ全ての機種に対応可能。
安心な診療環境を提供いたします。

HEPA規格
0.3μmまでの粉塵
99.97%
捕集します



横置き設置時

設置場所にあわせて縦置き、横置きが選択
できるのでスペースを有効活用できます。



TCS-MAX



TCS-1.5MAX



NEW!
TCS-2.2MAX

TCS-MAX (50/60Hz)		TCS-1.5MAX (50/60Hz)		TCS-2.2MAX (50Hz)		TCS-2.2MAX (60Hz)		TCS-2.2MAX (SBF付き 50Hz)		TCS-2.2MAX (SBF付き 60Hz)	
電源	3相200V			電源	3相200V						
電流(50/60Hz)	3.4A/3.2A	6.1A/6.0A		電流	9.0A	8.4A	9.0A	9.0A		8.4A	
出力	0.75kW	1.50kW		出力	2.20kW						
風量・風圧	0.7m ³ /minの時15.68kPa	0.6m ³ /minの時17.64kPa		風量・風圧	2.0m ³ /minの時18.30kPa						
使用口数	1~6カ所			使用口数	1~15カ所						
寸法(50/60Hz)	W320xD371xH582/574.5	W320xD428xH600/592		寸法 縦置き	W467xD396xH859(±20)	W467xD396xH849(±20)	W467xD396xH847(±20)	W467xD396xH847(±20)			
最低設置寸法	W460xD420xH630	W460xD470xH650		最低設置寸法 縦置き	W610xD450xH720	W610xD450xH720	W610xD450xH1020	W610xD450xH1020			
重量	約36kg	約51kg		寸法 横置き	W467xD659xH396(±20)	W467xD649xH396(±20)	467x847x396(±20)	467x847x396(±20)			
騒音	約69dB	約71dB		最低設置寸法 横置き	W610xD720xH450	W610xD720xH450	W610xD1020xH450	W610xD1020xH450			
ベルト	4PK-850-R35J			質量	約50kg			約55kg			
医療機器承認番号	20300BZZ00793000号 (歯科用吸引器 TCS-MAX)		20300BZZ01347000号 (歯科用吸引器 TCS-1.5MAX)	騒音	約75dB						
製品コード(50Hz)	A126/04560200850158	A127/04560200850172		ベルト	4PK-975-R35J						
製品コード(60Hz)	A126/04560200850165	A128/04560200850189		医療機器承認番号	220AHBZX00014000号(歯科用吸引器 TCS-2.2MAX)						
*上記は20℃の場合の測定値です。*仕様は予告なく変更場合がございます。 *寸法の単位はmmです。*騒音にはモータブレイクをお使いください。				製品コード	A101/04560200850691	A102/04560200850707	A103/04560200850714	A104/04560200850721			



信頼の技術。いまでも、これからも。
株式会社 東京技研は、2008年で設立40周年を迎えました。

株式会社 東京技研

URL: <http://www.tokyogiken.com> e-mail: TG@tokyogiken.com

お問い合わせ

【東京本社】〒158-0087 東京都 世田谷区 玉堤 1-25-13 tel. 03-3703-5581 fax. 03-3705-1760
 【仙台営業所】〒981-3133 仙台市 泉区 泉中央 4-28-2 tel. 022-371-9651 fax. 022-371-9653
 【名古屋営業所】〒465-0005 名古屋市 名東区 香流 1-822 tel. 052-776-3355 fax. 052-776-3356
 【大阪営業所】〒564-0063 大阪府 吹田市 江坂町 2-6-19 竹栄115 tel. 06-6368-8877 fax. 06-6368-8876
 【福岡営業所】〒812-0042 福岡市 博多区 豊 1-8-21 tel. 092-411-0377 fax. 092-411-0376
 【横浜工場】〒224-0023 横浜市 都筑区 東山田 4-42-37 tel. 045-591-4441 fax. 045-591-4445
0905001 9913485 2021年

■性能向上の為、製品の仕様は予告なく変更場合がございます。■印刷の都合上、掲載写真と実物が異なる場合があります。■適応機種以外や指定方法以外の取り付け、ご使用方法などによるクレームには対応いたしません。■本掲載商品は国内使用を前提に設計しております。日本国外にて発生したクレームは一切お受けいたしません。

